

Vesta-Syde SQ レディトゥユース(RTU) シリーズは、リン酸塩フリーで、硬質かつ非多孔性表面に対して使用可能なワンステップ洗浄・除菌剤です。本RTU製品は、Vesta-Syde SQ 濃縮版をベースとしており、1.6% v/v(1:64) および 0.8% v/v(1:128) の2種類の希釈濃度からお選びいただけます。細菌類からカビなどの真菌類に至るまで、幅広い微生物に対して高い除菌効果を発揮します。また、製薬現場での使用を想定し、無菌エリアへ容易に持ち込み可能な滅菌済み二重包装仕様もご用意しております。さらに、貴社バリデーションに必要な各種文書類も取り揃えており、安心して導入いただけます。



Vesta-Syde™ SQ レディトゥユース

カビ等の真菌類にも効く四級アンモニウム系除菌剤

特徴

開封後すぐに使用出来る、レディトゥユース仕様

AOAC および EN 試験法に基づき、細菌・真菌・ウイルスに対して広範な有効性を証明

Vesta-Syde SQ 濃縮版をベース

残留性が低く、塗布後のリンス・拭き取りが容易

優れた基材適合性

有効成分はEUのBPDに準拠し、米国EPAにて登録済み

滅菌仕様はガンマ滅菌済み二重包装で、各ロットUSP無菌試験済み

cGMP準拠の製造環境とロット単位でのトレーサビリティ

利点

使用が容易かつ準備する時間と労力を最小化

希釈等の薬液準備に関するミスや、準備手順に対するバリデーションを省略

カビ等の真菌類を含む様々な微生物に対して効果的

バリデーション要件を簡素化し、用途に応じたオプションをご用意

最小限のリンス・拭き取りにて、見た目も清潔な施設へ

クリーンルームで使われる様々な基材に対して、高頻度に使用可能


世界各国で入手可能で、グローバルでの統一的運用を容易に

管理区域への導入を容易化

品質保証および品質管理の取り組みをサポート

用途

- 下記表面の除菌及び微生物管理:
 - » 床
 - » 壁
 - » 天井
 - » 作業台
 - » 安全キャビネットフード
 - » カート及びその他装置類等
- 使用方法:
 - » モップ掛け
 - » ワイピング
 - » スプレー塗布



¹ 上記ピラミッドの最下層に位置する除菌剤は、最も頻繁に使用されるものですが、殺孢子能力はありません。上層に進むにつれて、より除菌力が強く広範囲に効果を発揮します。

汚染管理プログラムの基盤は、日常的に使用される除菌剤です。除菌剤は、環境モニタリングデータに基づき、殺孢子クラスの除菌剤と共に計画的にローテーションして運用することが推奨されます。殺菌クラスであるVesta-Syde SQ レディトゥユース除菌剤はリン酸塩フリーで、硬質かつ非多孔性表面に対して使用可能なワンステップ洗浄・除菌剤です。STERIS社のテクニカルサービスチームは、STERIS社製品を最大限に活用いただけるよう、お客様のニーズに合わせた汚染管理プログラムの構築をサポートいたします。

製品情報

Vesta-Syde SQ 64 レディトゥユース

通常品

| 説明 | 品番 |
|--------------------------------|--------|
| 22 oz (651 mL) ボトル (12本 / 箱) | 634277 |
| 32 oz (946 mL) ボトル (12本 / 箱) | 634296 |
| 1 gallon (3.78 L) ボトル (4本 / 箱) | 634208 |

Vesta-Syde SQ 64 st レディトゥユース

無菌エリアへの持ち込みを容易にする、二重包装およびガンマ線滅菌済み仕様

| 説明 | 品番 |
|-----------------------------------|--------|
| 16 oz (473 mL) bottle (12本 / 箱) | 1S24Y4 |
| 23 oz (680 mL) bottle (12本 / 箱) | 1S24Y2 |
| 1 gallon bottle (3.78 L) (4本 / 箱) | 1S2308 |

Vesta-Syde SQ 128 レディトゥユース

通常品

| 説明 | 品番 |
|-----------------------------------|--------|
| 22 oz (651 mL) bottle (12本 / 箱) | 634377 |
| 32 oz (946 mL) bottle (12本 / 箱) | 634396 |
| 1 gallon bottle (3.78 L) (4本 / 箱) | 634308 |

Vesta-Syde SQ 128 st レディトゥユース

無菌エリアへの持ち込みを容易にする、二重包装およびガンマ線滅菌済み仕様

| 説明 | 品番 |
|-----------------------------------|--------|
| 16 oz (473 mL) bottle (12本 / 箱) | 1S25Y4 |
| 23 oz (680 mL) bottle (12本 / 箱) | 1S25Y2 |
| 1 gallon bottle (3.78 L) (4本 / 箱) | 1S2508 |



Mentor, OH | sterislifesciences.com | 1-800-444-9009 | lifesciences@steris.com

STERI-PRO サンタサーロ&ステリ-プロ ソリューション株式会社



〒650-0053 神戸市中央区京町 83 番地

三宮センチュリービル 5F

TEL 078-321-2271 FAX 078-321-2275